

Anticuerpo Monoclonal Anti-Foxl2 Para Wb, Elisa - P58012

Número de artículo: CM0008289



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FOXL2 para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con FOXL2 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en diferenciación ovárica, regulación de la transcripción y mecanismos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXL2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	668
GeneID	668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXL2 humano (P58012)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58012
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo