

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxn2 Para Wb, Elisa - P32314

Número de artículo: CM0006404

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FOXN2 humano (proteína de caja Forkhead N2) para aplicaciones de WB y ELISA. Validado por knockout, reconoce FOXN2 humano. Adecuado para estudios de unión al LTR de HTLV-I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] FOXN2 Rabbit mAb
Notas / Alias	HTLF; N2
Especie	Humano
GenelD (humano)	3344
GenelD	3344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-431 de FOXN2 humano. (NP_002149.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32314
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo