

## Anticuerpo Policlonal Anti-Foxn2 De Conejo Para If/Icc, Elisa - P32314

Número de artículo: CM0029819

### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FOXN2 validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona con FOXN2 humano, un factor de transcripción que se une al LTR del HTLV-I. Ideal para estudios de regulación génica viral, control de la transcripción y biología de la familia FOX.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo FOXN2                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | HTLF; FOXN2                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 3344                                                                                                                               |
| GeneID              | 3344                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 172-431 de FOXN2 humano (NP_002149.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P32314                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |