

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxn2 Para Wb Y Elisa - P32314

Número de artículo: CM0028312

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FOXN2 validado para Western blotting y ELISA. Reacciona con FOXN2 (HTLF) humano y de ratón, un factor de transcripción que se une al LTR del HTLV-I. Adecuado para investigación de cromatina y transcripción viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXN2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HTLF; FOXN2
Especie	Humano
ID del Gen	3344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 172-431 del FOXN2 humano (NP_002149.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32314
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo