

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxn3 Para Wb Y Elisa - 000409

Número de artículo: CM0015177



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FOXN3, un represor transcripcional implicado en los puntos de control de daño del ADN. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del ciclo celular y del daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
Especie	Humana
GeneID (humano)	1112
GeneID	1112
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-468 de FOXN3 humano (NP_005188.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	000409
Peso molecular	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo