

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12778

Número de artículo: CM0030287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXO1 (FKHR), validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA en muestras humanas, de ratón, rata y mono. Ideal para investigación sobre diabetes, metabolismo y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXO1 Rabbit pAb
Notas/Alias	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-580 de FOXO1 humano (NP_002006.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q12778
Peso molecular de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo