

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxo3A Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Wvh4

Número de artículo: CM0025304

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo FOXO3A detecta FOXO3A de ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IF-P y ELISA en investigación de apoptosis, autofagia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FOXO3A
Observaciones/Alias	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2309
GeneID	56484
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 371-470 del FOXO3A de ratón (NP_062714.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9WVH4
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo