

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxo3A Para Wb, Elisa - O43524

Número de artículo: CM0012000



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que dirige a FOXO3A, validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Reconoce una proteína de 71 kDa; detecta niveles endógenos. Ideal para la investigación de apoptosis, autofagia y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FOXO3A Rabbit mAb                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                 |
| ID de Gen (Humano)  | 2309                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 574-673 del FOXO3A humano (NP_001446.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                          |
| SWISS               | O43524                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                         |