

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxo3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Wvh4

Número de artículo: CM0017291

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXO3A de ratón, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y rata. Ideal para investigación en apoptosis, autofagia y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXO3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2309
GeneID	56484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 558-635 de FOXO3A de ratón (NP_062714.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9WVH4
Peso molecular de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo