

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Foxp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

Número de artículo: CM0006847



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FOXP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con FOXP1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la regulación de la transcripción, el desarrollo de células B y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-FOXP1                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID              | 27086                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-677 de FOXP1 humano (NP_116071.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9H334                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 75kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |