

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxp2 Para Wb, Elisa - O15409

Número de artículo: CM0030570



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FOXP2 validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Se dirige a la proteína de caja forkhead P2 implicada en el desarrollo del habla y el lenguaje. Adecuado para estudios de epitelio pulmonar y tejido neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	93986
GeneID	93986
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 590-715 del FOXP2 humano (NP_055306.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15409
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo