

Anticuerpo Monoclonal Anti-Foxp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0004389



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo FOXP3 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de células Treg y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo FOXP3
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo