

Anticuerpo Monoclonal Anti-Foxp3 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0005107



Introducción

FOXP3 Rabbit mAb (Q9BZS1) validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada humana; se dirige a un factor de transcripción forkhead crucial para el desarrollo de Treg y la homeostasis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo