


Anticuerpo Policlonal Anti-Foxp3 Para Wb, Elisa - Q99Jb6

Número de artículo: CM0028464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FOXP3 de ratón, validado para Western blot y ELISA. FOXP3 es esencial para el desarrollo de células T reguladoras y la homeostasis inmune, lo que hace que este anticuerpo sea adecuado para estudios de inmunología y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	sf; JM2; scurfín
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	50943
ID de Gen	20371
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FOXP3 de ratón (NP_473380.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q99JB6
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo