

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxp3 Para Wb Y Elisa - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0018197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXP3 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación en biología de células T reguladoras, homeostasis inmune y enfermedad IPEX.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-180 de FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo