

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxq1 Para Ihc-P, Elisa - Q9C009

Número de artículo: CM0021224

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra FOXQ1 está diseñado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Se dirige contra FOXQ1 humano, un factor de transcripción implicado en la diferenciación de los folículos pilosos. Ideal para la investigación en dermatología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra FOXQ1
Observaciones/Alias	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
Especie	Humana
GeneID	94234
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXQ1 humano (NP_150285.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9C009
Peso molecular	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo