

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxs1 Para Wb, Elisa - 043638

Número de artículo: CM0012861

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FOXS1 para WB y ELISA. Validado en humano y rata. FOXS1 es un represor transcripcional implicado en la organización de la vasculatura testicular. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXS1 Rabbit pAb
Notas / Alias	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2307
GeneID	2307
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-330 de FOXS1 humano (NP_004109.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43638
Peso molecular de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo