

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fpgs Para Wb, Elisa - Q05932

Número de artículo: CM0003315

Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo monoclonal de conejo detecta la FPGS humana y de rata, la enzima clave en la poliglutamación del folato y el metabolismo del metotrexato. Ideal para la investigación sobre el metabolismo de un carbono, la farmacología de los antifolatos y la enzimología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FPGS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2356
GeneID	2356
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-587 de la FPGS humana (Q05932)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q05932
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo