


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fpr2 Para If/Icc Y Elisa - P25090

Número de artículo: CM0022772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FPR2 humano (receptor 2 de péptidos N-formilados), validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. El objetivo participa en la inmunidad innata y en la señalización de la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-FPR2
Observaciones/Alias	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Especie	Humano
ID del gen	2358
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FPR2 humano (NP_001453.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P25090
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo