

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fps/Fdps Para Wb, Elisa - P14324

Número de artículo: CM0004634



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FPS/FDPS humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Farnesil pirofosfato sintasa, enzima clave en la biosíntesis de isoprenoides, ~48kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FPS/FDPS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2224
GeneID	2224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-419 del FPS/FDPS humano. (NP_001995.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14324
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo