

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fra1 Para Wb Y Elisa - P15407

Número de artículo: CM0007722

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FRA1 de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta el antígeno 1 relacionado con Fos humano (FOSL1/FRA1), un factor de transcripción nuclear de ~29 kDa. Adecuado para investigación en oncología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FRA1 Rabbit mAb
Notas / Alias	FRA; FRA1; fra-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8061
GeneID	8061
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de FRA1 humano (NP_005429.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15407
Peso molecular de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo