


Anticuerpo Policlonal Anti-Fraxina (Fxn) Para Wb - Q16595

Número de artículo: CM0018928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FXN/Fraxina. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre la biogénesis de clústeres de hierro-azufre y ataxia de Friedreich.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FXN / Fraxina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Fraxina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2395
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-210 de la FXN / Fraxina humana (NP_000135.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16595
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo