


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fraxina/Fxn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

Número de artículo: CM0004275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la frataxina/FXN humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la biogénesis del clúster de hierro-azufre mitocondrial y la ataxia de Friedreich.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Frataxina/FXN mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2395
GenelD	2395
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-210 de la frataxina/FXN humana (NP_000135.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16595
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo