


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fraxina/Fxn [Validado Por Kd] Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Número de artículo: CM0005054



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la fraxina humana (FXN), validado por KD. Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Se dirige a la proteína mitocondrial involucrada en el ensamblaje de grupos hierro-azufre y la homeostasis del hierro. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fraxina/FXN
Observaciones/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Especie	Humano
ID de gen	2395 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-210 de la FXN/Fraxina humana (NP_000135.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16595
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo