

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Frem2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Szk8

Número de artículo: CM0019799

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FREM2 humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la integridad epitelial y la adhesión celular. SWISS: Q5SZK8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FREM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	341640
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-300 de FREM2 humano (NP_997244.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5SZK8
Peso de la proteína	351kDa
Envío	Bolsa de hielo