

Anticuerpo Policlonal Anti-Frmd6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Número de artículo: CM0027846

Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo FRMD6 (Q96NE9) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con FRMD6 humano, de ratón y de rata, una proteína de dominio FERM en membrana y citoplasma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FRMD6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	122786
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 82-183 de FRMD6 humano (NP_001253975.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NE9
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo