

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Frs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Número de artículo: CM0005175



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo FRS2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con FRS2 (SNT-1) humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización FGFR y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FRS2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
Especie	Humano
ID de Gen	10818
Inmunógeno	Proteína recombinante de FRS2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WU20
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo