

Anti-Frs2 Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Número de artículo: CM0005505



Introducción

FRS2 Conejo PolymAb® es un anticuerpo monoclonal de conejo validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad hacia humano, ratón, rata. FRS2 es una proteína adaptadora que vincula los receptores FGFR y NGF a las vías de señalización MAP quinasa y PI3K. Ideal para investigación en transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FRS2 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Especie	Humano
ID del Gen	10818
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína recombinante de FRS2 humano)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WU20
Peso Proteico	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo