

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Frzb Para Wb, Elisa - Q92765

Número de artículo: CM0030435

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FRZB humano (SFRP3, FRZB-1). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata y ratón. Se dirige a un modulador secretado de la señalización Wnt involucrado en la esquelotogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FRZB Conejo pAb
Observaciones/Alias	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
Especie	Humano
GeneID (humano)	2487
GeneID	2487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-325 de FRZB humano (NP_001454.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata, Ratón
SWISS	Q92765
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo