

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fsh Alfa/Beta Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01225

Número de artículo: CM0004357



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que dirige las cadenas alfa/beta de FSH, validado para aplicaciones IF-P, IHC-P y ELISA. Específico para muestras humanas. Ideal para la investigación de hormonas reproductivas y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FSH alfa/beta mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; FSHB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1081/2488
GeneID	1081/2488
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01225
Peso Proteico	13kDa/15kDa
Envío	Bolsa de hielo