


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fshr Para Wb, If-P, Elisa - P23945

Número de artículo: CM0016141



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al FSHR humano (receptor de la hormona foliculoestimulante). Validado para WB, IF-P, ELISA y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de fisiología reproductiva y de la vía de los RCPG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FSHR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Especie	Humano
ID de Gen	2492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 631-695 del FSHR humano (NP_000136.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23945
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo