

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fsp1/S100A4 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

Número de artículo: CM0002504



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra S100A4 (FSP1) humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar metástasis, motilidad celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FSP1/S100A4
Observaciones/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6275
ID del Gen	6275
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 2-101 de S100A4 humano (P26447)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26447
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo