

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fsp1/S100A4 Para Wb - P26447

Número de artículo: CM0020399



Introducción

Anti-FSP1/S100A4 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar S100A4 en motilidad celular, metástasis y apoptosis. Materia prima de alta calidad para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FSP1/S100A4 Rabbit pAb
Notas/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Especie	Humano
ID del Gen	6275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de FSP1/S100A4 humano (NP_002952.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26447
Peso Molecular	12kDa
Envío	Bolsa de hielo