

Anticuerpo Policlonal Anti-Fstl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Mzw2

Número de artículo: CM0020537

Introducción

FSTL4 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta FSTL4 humano, de ratón y de rata, una proteína secretada de la familia de la folistatina. Ideal para estudios de señalización extracelular y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FSTL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FSTL4
Especie	Humano
GeneID (humano)	23105
GeneID	23105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-250 de FSTL4 humano (NP_055897.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6MZW2
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo