

Anticuerpo Policlonal Anti-Fstl5 Para Wb, If-P, Elisa - Q8N475

Número de artículo: CM0020649

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FSTL5 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la proteína 5 relacionada con la folistatina en diversas muestras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FSTL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FSTL5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	56884
ID del gen	56884
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-250 de FSTL5 humano (NP_064501.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N475
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo