

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ftcd Para Wb, Elisa - O95954

Número de artículo: CM0006650



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo FTCD validado para Western blot y ELISA. Reconoce FTCD humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 59 kDa. Ideal para la investigación del metabolismo de la histidina y la vía del folato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FTCD mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LCHC1; FTCD
Especie	Humano
GeneID (humano)	10841
GeneID	10841
Inmunógeno	Proteína recombinante de FTCD humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95954
Peso Proteico	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo