

Anticuerpo Policlonal Anti-Ftcd Para Wb Y Elisa - 095954

Número de artículo: CM0024893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FTCD humana (formiminotransferasa-ciclodeshidrogenasa), generado contra un fragmento recombinante terminal C. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FTCD Rabbit pAb
Observaciones/Alías	LCHC1; FTCD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10841
GeneID	10841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 412-541 de la FTCD humana (NP_006648.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095954
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo