

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fto Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0B1

Número de artículo: CM0002770



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FTO validado por KO para WB, IHC-P y ELISA. Específico para FTO de humano, ratón y rata (~58 kDa). Ideal para investigación en epitranscriptómica, obesidad y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KO] mAb de conejo anti-FTO                                                                                             |
| Observaciones/Alias | GDFT; ALKBH9; BMIQ14; TO                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 79068                                                                                                                                |
| GeneID              | 79068                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 327-504 de FTO humano (NP_001073901.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9C0B1                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 58 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |