

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fto Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip Y Elisa - Q9C0B1

Número de artículo: CM0009646



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FTO de alto rendimiento, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con la FTO humana, una ARN desmetilasa clave implicada en la masa grasa, la obesidad y la leucemia. Ideal para la investigación en epigenética y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FTO
Observaciones/Alias	GDFFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Especie	Humana
GeneID (humano)	79068
GeneID	79068
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la FTO humana (Q9C0B1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9C0B1
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo