

Anticuerpo Policlonal Anti-Ftsj1 Para Wb, Elisa - Q9Uet6

Número de artículo: CM0030527



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FTSJ1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo: metiltransferasa de tARN implicada en la traducción y la neurogénesis. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FTSJ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	24140
ID de gen	24140
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-329 de FTSJ1 humana (NP_036412.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UET6
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo