


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ftsj3 Para Wb, Elisa - Q8Iy81

Número de artículo: CM0029538



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FTSJ3 humana, una ARN metiltransferasa de pre-ARNr 2'-O-ribosa. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación en biogénesis de ribosomas, procesamiento de ARNr y evasión inmune innata del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FTSJ3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPB1; EPCS3; FTSJ3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	117246
GeneID	117246
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 608-847 de la FTSJ3 humana (NP_060117.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8IY81
Peso molecular	97kDa
Envío	Bolsa de hielo