


Anticuerpo Policlonal Anti-Fubp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Ae4

Número de artículo: CM0025657



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FUBP1 humana (proteína de unión a FUSE 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. ~68kDa. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8880
GeneID	8880
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-644 de FUBP1 humana (NP_003893.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AE4
Peso Molecular	68kDa
Envío	Bolsa de hielo