


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fubp1 Para Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Número de artículo: CM0005469



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FUBP1 humano, adecuado para IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta FUBP1 humano, de ratón y de rata. Generado a partir de un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 545-644. Para la investigación de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUBP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8880
GeneID	8880
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 545-644 de FUBP1 humano (Q96AE4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AE4
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo