

Anticuerpo Policlonal Anti-Fubp3 Para Wb, Elisa - Q96I24

Número de artículo: CM0029252

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FUBP3 de alta calidad para WB y ELISA, que detecta la proteína de unión al elemento aguas arriba lejano 3 humana y de ratón. Esta proteína de unión al ADN nuclear puede activar la expresión génica, lo que la convierte en una herramienta valiosa para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUBP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBP3; FUBP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8939
GeneID	8939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-260 del FUBP3 humano (NP_003925.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96I24
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo