

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fukutin Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075072

Número de artículo: CM0003610

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fukutin humana (FKTN), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de distroglicanopatías, distrofia muscular congénita y transferasa de ribitol-fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fukutin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Fukutin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2218
GeneID	2218
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 362-461 de la Fukutin humana (075072).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075072
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo