


Anticuerpo Policlonal Anti-Fundc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivp5

Número de artículo: CM0019396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FUNDC1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón. Se dirige a una proteína de la membrana externa mitocondrial implicada en la mitofagia y la formación de MAM. Ideal para investigación en autofagia y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUNDC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FUNDC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	139341
GeneID	139341
Inmunógeno	Péptido Sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-155 de FUNDC1 humano (NP_776155.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IVP5
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo