


Anticuerpo Policlonal Anti-Fundc1 Para Wb - Q8Ivp5

Número de artículo: CM0021612



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FUNDC1 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Inmunógeno peptídico de los aminoácidos 50-155. Adecuado para investigación en mitofagia, dinámica mitocondrial y MAMs.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUNDC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FUNDC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	139341
GeneID	139341
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-155 de FUNDC1 humano (NP_776155.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVP5
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo