


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fundc1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q8lvp5

Número de artículo: CM0011310



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-FUNDC1 validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Detecta FUNDC1 humano, de ratón y rata (17 kDa). Adecuado para investigación en mitofagia, dinámica mitocondrial y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FUNDC1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	Fundc1
Especie	Humano
GeneID	139341
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 del FUNDC1 humano (NP_776155.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVP5
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo