

Anticuerpo Monoclonal Anti-Furina Para Wb Y Elisa - P09958

Número de artículo: CM0010922



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-furina para WB y ELISA. Reactivo en humano y ratón, dirigido contra la proproteína convertasa furina. Adecuado para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra furina
Observaciones/alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5045
ID del gen	5045
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la furina humana (P09958).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P09958
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo