

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Furina Para Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Número de artículo: CM0025667



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Furina humana (PCSK3/PACE), adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce la Furina humana, de ratón y de rata. Las aplicaciones incluyen investigación sobre la señalización de TGF-beta e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Furina
Observaciones/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5045
GeneID	5045
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Furina humana (NP_002560.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09958
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo